

茶多酚(TP)检测试剂盒(酒石酸铁微板法)

产品简介:

茶多酚(Tea Polyphenols, TP)是茶叶中多酚类物质的总称,包括黄烷醇类、花色苷类、黄酮类、黄酮醇类和酚酸类等,是一类儿茶素为主体的黄酮化合物,儿茶素占60~80%,具有C₆-C₃-C₆碳骨架结构,是一种重要的天然抗氧化物质,能够清除自由基。类物质茶多酚又称茶鞣或茶单宁,是形成茶叶色香味的主要成份之一,也是茶叶中有保健功能的主要成份之一,研究表明茶多酚等活性物质具解毒和抗辐射作用,能有效地阻止放射性物质侵入骨髓,并可使锶90和钴60迅速排出体外。

Leagene 茶多酚(TP)检测试剂盒(酒石酸铁微板法)检测原理是以酒石酸铁为底物,利用茶多酚与酒石酸铁反应,生成稳定紫蓝色化合物,以酶标仪540nm处测定吸光度,在一定范围内吸光度与颜色深浅的变化成正比,与标准曲线比较进而计算茶多酚含量,主要用于测定植物组织、血清等样品中茶多酚含量,尤其适用于测定茶叶中茶多酚含量。该试剂盒仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称 \ 编号	TO1201 100T	Storage
试剂(A): 茶多酚标准(1mg/ml)	1ml	4℃ 避光
试剂(B): TP Assay Buffer	15ml	4℃
试剂(C): TP 显色液	5ml	4℃ 避光
使用说明书	1 份	

自备材料:

- 1、茶叶、绿茶等待测样本、蒸馏水
- 2、研钵、200目细胞筛、离心管或试管、水浴锅或电炉、离心机、96孔板、酶标仪

操作步骤(仅供参考):


操作步骤略,如需完整版请咨询客服。

注意事项:

- 1、提取茶多酚时,注意提前煮沸蒸馏水,以便充分提取,提取液宜4℃避光保存。
- 2、提取时间过长,茶多酚会发生氧化反应,导致测定结果不准确,建议2h内测定完成。
- 3、如果没有酶标仪,也可以使用分光光度计测定,但应注意分光光度计最大检测体积。
- 4、每次检测指标不宜过多,否则操作时间不一,有可能导致样本间的差异。

- 5、TP 显色液容易失效，建议 4℃避光保存。
- 6、采用分光光度计未调零情况下，Leagene 空白参考值为 0.102，100µg/ml 参考值为 0.265，一般情况下浓度在 200~600µg/ml 时测定结果更准确；由于仪器设备、操作方法等不同，参考值会有差异。
- 7、该试剂盒测定范围为 10~1200µg/ml；以肉眼观察，浓度小于 100µg/ml 几乎呈无色，浓度大于 100µg/ml 即可显淡紫蓝色，300µg/ml 呈明显的紫蓝色。
- 8、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

附录：参考标准曲线范围：Leagene 测定茶多酚标准在 50、100、300、500、800、1000 µg/ml 时的吸光度，据此作出其参考标准曲线如下：



注意：由于检测仪器和操作手法等条件的不同，参考值范围会有波动，该值仅供参考，对于要求精确计算 TP 含量的，可以采用标准曲线进行多点测定。

有效期：6 个月有效；低温运输，4℃保存。

相关产品：

产品编号	产品名称
CC0007	磷酸缓冲盐溶液(10×PBS,无钙镁)
DC0032	Masson 三色染色液
DF0135	多聚甲醛溶液(4% PFA)
DP0013	GUS 染色液(即用型)
NR0001	DEPC 处理水(0.1%)